

あし おん よく

秋田 玉川温泉

足温浴

設置したその日から

秋田 玉川温泉

足温浴に!



<特許公開第2004-307313号・実用新案第3094011号>

導入・設置も簡単で、すぐに始められます。

- ▶ 水なしで手間いらず。
- ▶ 人気・認知度が高いので集客力があります。
- ▶ 待合所などの小スペースから始められます。



秋田 玉川温泉の貴重な効果が手軽に得られます。
特別天然記念物「北投石」のPOWERをご紹介します。

日本一湯治効果が高いと評価されている「秋田 玉川温泉」。年間25万人が訪れる日本屈指の湯治温泉です。その効果はラジウムを大量に放射する「北投石（ほくとうせき）」にあると言われています。この「北投石」は世界でたったの2か所にしかない貴重な特別天然記念物でもありますので石としては採取できません。

しかし、玉川温泉から析出された湯の花を精製し利用することにより、人工北投石（玉川温泉湯の花セラミック）ができるのです。この人工北投石を大量に使用したのが「足温浴」です。



北投石
特別天然記念物

昭和27年特別天然記念物に指定されている「北投石」。普段見ることすらできないほど厳重に管理されています。この「北投石」は玉川温泉の湯の花が年間わずか0.05~1mmずつ堆積して鉱物化したものです。

※秋田玉川温泉から析出される湯の花を精製し（※湯の花100Kgから5Kgしか精製できない貴重なものです）利用して造られたのが人工北投石「湯の花セラミック」です。



玉川温泉 湯の花採取



湯の花



精製した湯の花



人工北投石
(玉川温泉 湯の花セラミック)

人工北投石 ※特許公開 2004-307313 実用新案 3094011



[業務用]

足温浴

2.7万円（税別）より※一人掛け用

1人掛けから3人掛けタイプまでございます。

人工北投石（玉川温泉湯の花セラミック）
特許公開第2004-307313 実用新案 3094011

接骨院

- Q.** 秋田玉川温泉足温浴「北投石盤癒」を導入したきっかけ・目的を教えてください
- A.** 予てから「下半身を温めてから治療がしたい」と思っておりそういった中でこの玉川温泉の足温浴を導入しました。普段血液が循環しづらい下半身を温めることで全身の血の巡りを良くし、その上で施術をすることで筋肉疲労や老人性筋力低下、関節痛などの治療に相乗効果をもたらしています。
また足温浴のおかげで夜のトイレの回数が減ったという方がかなりいらっしゃいますよ！
- Q.** 患者さんへはどのように勧めていますか。
- A.** 御社の特注タオル（「秋田玉川岩盤癒」とプリントされた特大タオル）を壁に貼っているのですが、それを見て患者さんの方から「先生これ何？」と声を掛けられたところに簡単に説明するだけで入っていかれます。
実際に秋田の玉川温泉に行ったことがある方もいらっしゃったり、皆さん時間があれば必ず足温浴に入っていかれ、一日ごっしり使用している状態です。
例年ですと患者数が減る時期でも足温浴があることで頻繁に通っていただき減る気配はありません。
また視線の先に玉川関連商品の案内物を貼っているので、じっくり見ることができ、興味を持った方が進んで注文して下さいます。
一度購入された患者さんが他の患者さんに勧めてくれたり、「お友達にも」と言って大量に購入されたりもいただいています。（例えば 室内履き足らへくらく一度に10足など）

クイック整体&岩盤癒

- Q.** 秋田玉川温泉足温浴「北投石盤癒」を導入したきっかけ・目的を教えてください。
- A.** お客様の来店きっかけになればと思い導入しました。
足温浴が外から見えるようにガラス越しに設置してあるので通りがかりの方でも興味ありそうに眺めていただいているところに、すかさず「足温浴だけでもどうぞ。温まりますよ！」と声を掛けています。
靴下のまま手軽に入れるのでお買い物帰りの主婦の方から病院帰りのご老人まで色々な方がいらっしゃいます。
足温浴だけのリピーターの方も結構いらっしゃいますよ
- Q.** お客様の反応・感想はどうか。
- A.** 「気持ちいい」「温まる」はもちろん、「むくみが取れて足が軽くなった」や「夜寝るときまで一日中ほかほかだった」と大好評です。
また足温浴中に秋田の玉川温泉のことなど、リラックスした雰囲気の中で会話ができるので店の紹介などが自然に伝えられます。
中には話しが盛り上がりすぎて長居していく方もいらっしゃいますよ。
- ※本製品は医療機器ではありません。
感想については個人差があり、効果を実証するものではありません。



足温浴 北投石盤癒®

仕 様



1人掛けタイプ
HS-222A-1



2人掛けタイプ
HS-222A-2



3人掛けタイプ
HS-222A-3

サイズ (mm)	全長 492×全幅 342×高さ 381	全長 1045×全幅 400×高さ 393	全長 1492×全幅 400×高さ 393
電 源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消 費 電 力	200W (最大時)	400W (最大時)	600W (最大時)
内 容	玉川温泉 湯の花セラミック 400g 遠赤外線セラミック 600g マイナスイオンセラミック 500g 那智石 13500g 面状カーボンヒーター	玉川温泉 湯の花セラミック 800g 遠赤外線セラミック 1200g マイナスイオンセラミック 1000g 那智石 27000g 面状カーボンヒーター	玉川温泉 湯の花セラミック 1200g 遠赤外線セラミック 1800g マイナスイオンセラミック 1500g 那智石 40500g 面状カーボンヒーター
定 価	270,000 円 (税別) 283,500 円 (税込) 月々 5,600 円～	450,000 円 (税別) 472,500 円 (税込) 月々 9,300 円～	640,000 円 (税別) 672,500 円 (税込) 月々 13,300 円～

❖ 弊社開発の足湯ユニットと「北投石盤癒」を組み合わせると玉川温泉仕様のジェット機能付き足湯のご提案も致しております ❖

玉川温泉 足湯

- ポータブルで簡単設置
- 強力ジェット機能搭載
- ろ過・滅菌・自動温度調節



足湯 De ジェット



湯の花セラミック
ゲルマニウムセラミック
遠赤セラミック
マイナスイオンセラミック
ラドンセラミック

- イベントでの集客。
- 待合所での一息に。
- 健康施設のアイテムに。

※こちらは「足温浴」とは別商品になります。

正規代理店

spatecno株式会社
spatecno.com

足湯・温泉設備のことならspatecno

info@spatecno.com

神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 8 5 7 - 1 2

TEL. 0 4 6 5 - 6 0 - 1 3 4 0

FAX. 0 4 6 5 - 6 0 - 1 3 4 8

販売取扱店

老健施設・病院・整体院に最適！ ポータブル式「足湯 De ジェット」シリーズ



『競合対策』『ケアマネジャーへの提案』
として足湯は多くの施設で活用されています！

足湯導入
による
サービスの
充実

利用者の
満足度向上

ライバル施設
との差別化

ケアマネジャーへの

・認知度
・評価
・信頼度

UP!

常に選ばれる施設になる

安定的な
利用者の
確保

足湯の効果

冷え性に悩む高齢者は65歳以上では全体の60%、75歳以上では80%に達すると言われています。

高齢者の方も冷え性対策をしっかりと行えば、関節の痛み、手足のしびれ、腰の痛み、脱力感などを始めとする、主に冷えから来る症状は進行が抑えられ、高齢でも快適に過ごせると言われています。

基礎体温が低くなることにより免疫力が低下し、大きな病気を引き起こす原因となります。足湯は靴下を脱いで、足を入れるだけで体全体が温まるので、お風呂や半身浴と比べても手軽に体温を上昇させることができます。

そして、心臓などの内臓に負担が少なく、リラックス効果が高いため、**高齢者に安心して健康のためにお使いいただけることが足湯の最大のメリット**となります。


利用施設事例 (一部抜粋)



(リハビリ型デイサービス)



(デイサービス・ショートステイ)



(特別養護老人ホーム)

色々なシチュエーションで選べる6タイプ「足湯Deジェット」

①標準タイプ



サイズ: 2000×1500×610H
 電源: 三相 200V×2.4KW 50/60Hz
 利用人数: 4~6人 (ジェット数=4か所)
 本体重量: 約200Kg
 運転水量: 約300L
 標準仕様: ジェットポンプ(0.4KW)、ヒーター(2.0KW)、ろ過・滅菌装置、各種警報回路、自動運転制御盤内蔵

②ミニタイプ



サイズ: 1300×1050×505H
 電源: 単相 100V×1.4KW 50/60Hz
 利用人数: 2~4人 (ジェット数=2か所)
 本体重量: 約120Kg
 運転水量: 約130L
 標準仕様: ジェットポンプ(0.4KW)、ヒーター(1.0KW)、ろ過・滅菌装置、各種警報回路、自動運転制御盤内蔵

③ミニダブルタイプ



サイズ: 1300×2770×505H
 電源: 単相 100V×2.8KW 50/60Hz
 利用人数: 6~8人 (ジェット数=4か所)
 本体重量: 約270Kg
 運転水量: 約260L
 標準仕様: ジェットポンプ(0.4KW×2台)ヒーター(1.0KW×2基)、ろ過・滅菌装置、各種警報回路、自動運転制御盤内蔵

④リゾートタイプ



サイズ: 1650×1000(機械室共)
 (浴槽サイズ 1000Φ×380H)
 電源: 単相 100V×1.5KW 20A単独回路
 利用人数: 3~5人 (ジェット数=8か所)
 本体重量: 約55Kg
 運転水量: 約130L
 標準仕様: ジェットポンプ(1.1KW)、ヒーター(1.5KW)、ろ過・滅菌装置、各種警報回路、自動運転制御盤内蔵、運転予約機能

⑤スマートタイプ



サイズ: 1000×690(機械室共)
 (浴槽サイズ 600Φ×400H)
 電源: 単相 100V×0.77KW
 利用人数: 2~4人 (ジェット数=1か所)
 本体重量: 約20Kg
 運転水量: 70L
 標準仕様: ジェットポンプ(0.12KW)、ヒーター(0.65KW)、ダブル殺菌装置、浄化装置、各種安全装置


⑥特注タイプ



お客様だけのオリジナル足湯を作れます。
 ご希望をお聞かせください!

■オプション

※ その他の追加機能・追加オプションを用意しております。別途ご相談ください。



回転座椅子
※①⑥



ステップ・手すり
※①⑥



炭酸泉



ヒマラヤ岩塩



アルカリ水(美湯)
濃縮温泉水など



玉川温泉
(北投石盤癒)



カラー・塗装
※①②③⑤⑥

■ご利用までの流れ

※ 現場合わせのため、運賃・搬入・電源・給排水工事は別途となります。



開発・製造: **スパテクノ株式会社**



神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋857-12
 電話: 0465-60-1340 FAX: 0465-60-1348
<http://spatecno.com>

販売・お問い合わせ